

THERAGUN

Wave Solo

User manual/Інструкція користувача

Wave Solo

Розумний вібруючий масажний валик з використанням технології QuietRoll

- А Світлодіодний індикатор батареї
- В Світлодіодний індикатор швидкості
- С Зарядний порт USB-C

Для того, щоб ознайомитися з важними інструкціями щодо безпеки, див. вкладку «Попередження»



Використання Wave Solo

1. Для того, щоб увімкнути Wave Solo, затисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 1–2 секунд.
2. Натисніть головну кнопку для збільшення або зменшення швидкості. Після досягнення максимальної швидкості, при повторному натисканні кнопки, Wave Solo повернеться до мінімальної швидкості.
3. Розташуйте пристрій на ділянці, яку ви будете опрацьовувати, поступово застосовуючи від легкого до помірного тиску відповідно до потреб.
4. Для того, щоб вимкнути Wave Solo, затисніть та утримуйте кнопку живлення, поки пристрій не вимкнеться.

Smart-характеристики

Wave Solo — це smart-пристрій з підтримкою Bluetooth, що розроблене для безперебійної роботи з додатком Therabody. Після завантаження додатку ви пройдете покрокове налаштування та дізнаєтеся, як підключити ваш пристрій.



Скануйте QR-код
для початку роботи



Заряджання Wave Solo

1. Wave Solo підтримує заряджання через USB-C. Для заряджання підключіть кабель до вашого USB-адаптера.
2. Світлодіодний індикатор на кнопці живлення буде блимати до повного зарядження.
3. Зарядка закінчена, якщо світлодіодний індикатор на кнопці живлення горить зеленим кольором.
4. Рівень заряду батареї відображається на світлодіодному індикаторі кнопки живлення постійно, коли пристрій увімкнено. Для того, щоб побачити рівень заряду батареї на вимкненому пристрої. Коротко натисніть на кнопку живлення, світлодіодний індикатор заблимає, показуючи рівень заряду батареї.

Не використовуйте очисники на спиртовій основі.

THERAGUN

by Therabody

Born in Los Angeles, CA.
Designed for *everybody*.



@Therabody